



Tecnología para las ciencias de la vida

Kowa Applanat on Tonometer


HA-2



Artículo práctico para la práctica clínica diaria



• Set estándar de HA-2



Long eye relief 3 X (option)

• Características principales

- ◆ Compacto, ligero y bien equilibrado; fácil de manejar con una sola mano.
- ◆ Su exclusivo mecanismo de resorte único garantiza una lectura correcta independientemente de la postura del paciente.
- ◆ La iluminación integrada le permite utilizar el instrumento independientemente de las condiciones de iluminación de la sala de consulta.
- ◆ El dial de precisión de lectura directa no requiere ninguna tabla de conversión para cambiar las lecturas.
- ◆ Los accesorios, como el reposacabezas ajustable y el ocular intercambiable, proporcionan las condiciones más adecuadas para la medición.

• Especificaciones

Tipo	Tonómetro de aplanación portátil
Prisma de aplanación	Prisma duplicador intercambiable (opcional)
Rango de escala	0-60 mm Hg (división de 1 mm Hg)
Iluminación	
a) ENCENDIDO/APA GADO	Interconectada con rueda selector
b) Bombilla	Bombilla de la lente 2,5 V, 0,25 A intercambiable
c) Batería	1,5 V, 2 unidades Intercambiable
Ocular	6 X
Aumento	Movable
Reposacabezas	290 mm
Longitud	240 g/0,5 lb
Peso	

- ❖ Todas las especificaciones y el diseño externo están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

0197

Nombre de distribución: Tonómetro de aplanación Kowa HA2



Kowa Company, Ltd.

Sede central de ventas mundial
4-J 4, Nihonhashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokio J 03-8433 Japón Teléfono:
8J (3)32 79-7639 Fax: 8J (3)3279-7541
URL: <http://www.kowa.co.jp/e-life/>

Fábrica de Hamamatsu
3-1, Shinmiyakoda 1-chome, Kita-ku, Hamamatsu City, Prefectura de Shizuoka, 431-2103 Japón

Kowa Europe GmbH
Immermannstrasse 43B
40210 Düsseldorf, República Federal de
Alemania Teléfono: 49(2 J J) 1793540
Fax: 49(2 J J) 6J 952 URL:
<http://kowa-europe.com/>

Kowa Optimed, Inc.
2000J S. Vermont Ave.
Torrance, CA 90502, EE. UU.
Teléfono: J (310)32 7-19J 3
Fax: J (3 J 0)32 Z-4177 URL:
<http://kowa-usa.com/>



ATO6_1 097200MA/K
Impreso en Japón.